

Link do produktu: <https://suplemenciarz.eu/corega-max-oslona-krem-mocujacy-do-protez-zebowych-40-g-neutralny-smak-p-224.html>



## Corega Max Oslona – krem mocujący do protez zębowych 40 g neutralny smak

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Cena       | <b>19,99 zł</b>      |
| Dostępność | <b>Dostępny</b>      |
| Kod EAN    | <b>5901208708406</b> |

### Opis produktu

**Corega Max Oslona – krem mocujący do protez zębowych o neutralnym smaku, 40 g** to profesjonalny preparat, który zapewnia silne i trwałe mocowanie protez zębowych, zwiększając stabilność i komfort ich noszenia. Produkt o neutralnym smaku nie wpływa na smak spożywanych potraw i jest łagodny dla jamy ustnej, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla osób wymagających pewnego trzymania protezy przez cały dzień.

#### Działanie produktu

Krem mocujący Corega Max Oslona tworzy trwałą, elastyczną warstwę między protezą a dziąsłami, która zapobiega jej przesuwaniu się nawet podczas jedzenia i mówienia. Dzięki swojej formule produkt ogranicza przenikanie resztek pokarmowych, co minimalizuje ryzyko podrażnień i dyskomfortu. Neutralny smak sprawia, że krem jest komfortowy w użyciu i nie zmienia aromatu potraw.

#### Składniki aktywne

- Aktywne substancje wiążące – zapewniają silne i trwałe mocowanie protezy
- Składniki elastyczne – dopasowują się do kształtu dziąseł
- Neutralny smak – nie wpływa na smak jedzenia
- Formuła odporna na wilgoć – utrzymuje protezę na miejscu nawet podczas posiłków

#### Forma i sposób podania

Produkt dostępny w postaci kremu mocującego o pojemności 40 g — kompaktowe i wygodne opakowanie odpowiednie do codziennego stosowania, zarówno w domu jak i w podróży.

#### Sposób użycia

Dokładnie oczyść protezę i dziąsła. Nanieś cienkie paski kremu wzdłuż powierzchni przylegania protezy (nie bezpośrednio na krawędzie). Włóż protezę i mocno dociśnij na kilka sekund, aby uzyskać dobrą przyczepność. Po posiłku usuń pozostałości kremu i w razie potrzeby ponownie zaaplikuj krem.

#### Dlaczego warto

- zapewnia pewne i trwałe mocowanie protezy
- neutralny smak – komfort podczas jedzenia
- łatwy w aplikacji i usuwaniu
- odporność na wilgoć – przy jedzeniu, mówieniu i śmiechu
- praktyczne opakowanie 40 g

#### Pojemność

40 g kremu mocującego – kompaktowe opakowanie idealne do codziennego stosowania i wygodne w transporcie.

---

**Informacje dodatkowe**

Produkt przeznaczony do mocowania protez zębowych. Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i światła. Trzymać poza zasięgiem dzieci. W razie podrażnienia lub braku komfortu przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem dentystą.