

Link do produktu: <https://suplemenciarz.eu/tyrosur-careexpert-zel-na-rany-25-g-p-98.html>

Tyrosur CareExpert, żel na rany, 25 g



Cena	15,99 zł
Dostępność	Dostępny
Kod EAN	4104480808029

Opis produktu

Tyrosur CareExpert to wyrób medyczny w formie hydrożelu przeznaczony do wilgotnego leczenia ran powierzchniowych i drobnych oparzeń. Żel wspomaga naturalny proces gojenia, tworząc optymalne środowisko wilgotne w miejscu urazu, co przyspiesza regenerację skóry i minimalizuje ryzyko powstawania bolesnych strupów.

Działanie produktu

Formuła hydrożelowa Tyrosur CareExpert pomaga utrzymać odpowiednią wilgotność w ranie, co umożliwia jej „oddychanie” i sprzyja naturalnym mechanizmom gojenia. Hydrożel reguluje ilość wydzieliny, pozostawiając ranę wilgotną i chronioną przed nadmiernym wysychaniem, co może zmniejszać ryzyko blizn oraz przyspieszać regenerację naskórka. Produkt jest szczególnie pomocny w przypadku zadrapań, otarć, małych rozcięć, ukąszeń owadów i drobnych oparzeń.

Składniki aktywne

Wyrób zawiera następujące składniki:

- Karbomer – żelowa baza hydrożelu
- Dekspantenol – prowitamina B5 wspierająca regenerację skóry
- Alantoina – składnik łagodzący i wspierający odbudowę naskórka
- Witamina E – antyoksydant wspierający ochronę komórek
- Trometamol – regulator pH
- Glikol propylenowy – nawilżający nośnik składników
- Chlorek cetylopirydyniowy – substancja o właściwościach wspomagających barierę ochronną
- Etanol 96% – pomaga utrzymać konsystencję żelu
- Woda oczyszczona – nośnik żelu
- Kwas cytrynowy – regulator kwasowości
- Guma ksantanowa – substancja zagęszczająca

Forma i sposób podania

Produkt dostępny jest w formie przezroczystego żelu w lekkiej tubie 25 g, gotowego do nakładania bezpośrednio na skórę. Przyjemna konsystencja ułatwia aplikację nawet w delikatnych miejscach.

Sposób użycia

Żel należy nakładać na oczyszczoną powierzchnię uszkodzonej skóry kilka razy dziennie lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. Po aplikacji pozostałości żelu można pozostawić na skórze do naturalnego wchłonięcia. W przypadku braku poprawy lub nasilenia objawów należy przerwać stosowanie i skonsultować się ze specjalistą.

Dlaczego warto

- zapewnia wilgotne środowisko leczenia ran — metoda znana i stosowana od lat
- wspiera naturalny proces gojenia powierzchniowych uszkodzeń skóry
- łagodzi podrażnienia i wspiera regenerację naskórka
- łatwy w użyciu hydrożel bez tłustej konsystencji
- doskonały produkt do domowej apteczki pierwszej pomocy

Pojemność

25 g żelu przeznaczonego do leczenia ran powierzchniowych i drobnych oparzeń.

Informacje dodatkowe

Produkt jest wyrobem medycznym – używać zgodnie z instrukcją lub etykietą. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu suchym i niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami. W razie wątpliwości dotyczących stosowania skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Producent / Dystrybutor

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG Herzbergstraße 3, 61138 Niederdorfelden, Niemcy Dystrybutor w Polsce: Salveo Poland Sp. z o.o., Okrężna 83, 83a, 02-923 Warszawa